



Diverso Box

KULLANIŞLI • ERGONOMİK • MOBİL



Estetik ve Ergonomik
Diverso Box
askılı sistem
5 çıkışlı olarak
hazırlanmıştır.

Tüm çıkışlar
istenilen özelliklere
göre dizayn edilir.

Her çıkışa
ayrı-ayrı kumanda eden
su ve hava
regülatörleri vardır.

Opsiyonel
koltuk kumandası
eklenebilir.

TEKMİL SANAYİ MÜESSESESİ

Certified by :



DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 13485:2012

Medical Devices Directives 93-42

CE 1984



DİŞ HEKİMLİĞİ CİHAZLARI

Diverso Box'ın kumanda panelinden Elektrikli Mikromotor hız ve dönüş yönü seçimi yapmak, 3 farklı hız ve yön seçimini programlamak mümkündür.



OPSIYONEL
Cerrahi müdahaleler için serumu mikromotor ve anguldurvalarına bağlama imkanı



OPSIYONEL
Büyük alet koyma Tepsisi



Pnömatik pedal
Chip Blower sistemli,
Su spray kumandalı



Alet koyma yeri üzerindeki silikon örtü kolayca çıkarılıp temizlenebilir, otoklavda sterilize edilebilir.



OPSIYONEL
Hijyenik çalışma ortamı için tüm çıkış hortumları kolayca çıkarılıp, otoklavda sterilize edilebilir.



OPSIYONEL
Box'a monte Saf su deposu



DIŞ HEKİMLİĞİ CİHAZLARI

**TEKMİL DIŞ HEKİMLİĞİ VE TIBBİ CİHAZLAR ÜRETİM
İÇ VE DIŞ TİCARET A. Ş.**

📍 İnönü Mahallesi Çayır Sokak No.43 Harbiye-Şişli-İstanbul/ TÜRKİYE

☎ +90 212 233 7837
230 4986

☎ +90 212 231 7277
📞 +90 545 96367 26

✉ satis@tekmil.com.tr
🌐 www.tekmil.com.tr